


電解研磨器

# Den Pika

デン・ピカ



使い勝手が、  
ちょうど**イイ。**




- 置き場を選ばないコンパクト設計。
- 約15～20分で電解研磨が可能です。
- 導入しやすい低コストを実現。
- 電解棒はTi合金を採用することで錆難く、  
電解槽は樹脂のため耐久性がUPしました。

標準価格  
**83,000円**



○寸法 W195×D230×H140(mm) ○電解槽寸法 W105×D105×深さ100(mm)  
○重量 3.0kg ○電源 AC100V・50/60Hz ○電源方式：定電流方式  
○電流設定範囲：0.5A～3.0A(0.5A単位)  
○タイマー：1～30分(1分単位) ○メモリー数：2個(M1・M2の2個)  
※本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

## デン・ピカ使用前後の比較 (Co-Cr合金)



使用前

カーボランダム研削跡がくっきりと見えます。



使用后

研磨跡が消え、研磨・艶出しが容易におこなえます。



デン・ピカの使用の際には  
**電解研磨液** (別売)

コバルトクロム合金、ニッケルクロム合金用の電解研磨液です。

標準価格：5,500円/2L、 32,000円/20L



デンケン・ハイデンタル株式会社

本社 〒607-8187 京都市山科区大宅石郡町130

【お問合せ先】

TEL 075-571-1000 FAX 075-572-9000