

熱可塑性樹脂 ラインナップ



アクリ:ジェット 保険義歯用 アクリル系樹脂

- 従来のアクリルレジンに比べ約2倍以上の耐衝撃性があります。(弊社比)
- 適合がさらに向上しました。
- 液を使用しないので残留モノマーが極めて少なくアレルギーなどへの生体安全性が高い。
- 修理は「ポリ・ファスト(即時重合レジン)」「イソファスト」を使用してアクリル床と同様の方法で修理できます。

標準価格：23,000円/1kg

管理医療機器 義歯床用熱可塑性レジン 226ACBZX00029000



アクリ:トーン ノンクラスプ用 アクリル系樹脂

- アクリル系樹脂のため即時重合レジンによる修理、シリコン系裏装材によるリベースが対応可能です。
- 従来のノンクラスプ用樹脂に比べ、研磨が非常に簡単です。
- 残留モノマーが極めて少なく、生体安全性が高い。
- 破折に強い。

標準価格：23,000円/1kg 7,500円/300g

管理医療機器 義歯床用熱可塑性レジン 226ACBZX00031000

- アクリジェット及びアクリトーンの人工歯と床材料の接着材。
- 射出成形及び填入前に人工歯基底部に本剤を塗布することで人工歯と義歯床用レジンとを接着させます。
- 熱可塑性樹脂(熱可塑性アクリル・ポリカーボネート)を使用する場合は必ず人工歯に維持孔を付与した上で本材を使用して下さい。

標準価格：2,500円

管理医療機器 義歯床用接着材料 225ACBZX00015000

レジン・プライマー



- ポリアミド樹脂特有の高い柔軟性(ハードタイプ)、強度を有しアンダーカットの深い症例に適します。
- 弊社「リライニング・プレ・プライマー」を使用することで、リライニング材及び即時重合レジンの接着が可能。
- 弊社「スーパープライマー」を使用することで、再射出成形によるアーム部の再射出や床延長が可能です。

標準価格：23,000円/1kg 7,500円/300g

管理医療機器 義歯床用熱可塑性レジン 226ACBZX00030000



バイオ:トーン ノンクラスプ用 ポリアミド系樹脂



バイオ・プラスト ノンクラスプ用 ポリアミド系樹脂

- ポリアミド樹脂特有の高い柔軟性(ソフトタイプ)、強度を有しアンダーカットの極めて深い症例に適します。
- 即時重合レジン及びリライニング材は化学的に結合しませんが、機械的に結合させて修理することは可能です。
- 弊社「スーパープライマー」を使用することにより射出成形による修理が可能です。

標準価格：23,000円/1kg 7,500円/300g

管理医療機器 義歯床用熱可塑性レジン 223ACBZX00046000

- リライニング材・即時重合レジンと「バイオトーン」の接着剤
- ポリアミド樹脂である「バイオトーン」に歯科用シリコンリライニング材及び即時重合レジンとを接着することができます。
- 接着面の表面処理には「リライニングサンド」を使用して下さい。
- ※口腔内での直接法には使用できません。

標準価格：7,500円

管理医療機器 義歯床用接着材料 223ACBZX00081000

リライニング・プレ・プライマー



- 「バイオトーン」「バイオプラスト」で作製した義歯床の修復面に本剤を塗布することにより、新しく射出成形した樹脂が接着します。
- 増歯、床延長、アームクラスプの設計変更等が可能です。
- ※口腔内での直接法には使用できません。

標準価格：9,800円

管理医療機器 義歯床用接着材料 223ACBZX00031000

スーパープライマー



デンケン・ハイデンタル株式会社 【お問合せ先】 TEL 072-961-8811 FAX 072-961-8812

本社 〒607-8187 京都市山科区大宅石郡町130 マテリアル事業部 〒578-0903 大阪府東大阪市今米1-20-14